



ADHESIVES ADESIVI

MINI MOLD

64

CEMENTO PER BANDE ~ BAND CEMENT

BLUE-BAND

66

ADESIVO PER ATTACCHI ~ BRACKETS ADHESIVE

BOND 008 - FOTOPOLIMERIZZABILE ~ LIGHT CURE

67

BOND 014 - AUTOPOLIMERIZZABILE ~ SELF CURE

67

MINI MOLD

Mini Mold è uno strumento utile e semplice da utilizzare, ideale per creare direttamente sul dente attachment in composito di forme differenti in relazione alle specifiche esigenze. Mini Mold è composto da capsule monouso in lattice di diverse forme, un manico per posizionarle e relative istruzioni d'uso. Se ne consiglia l'impiego insieme al composito FC-BOND-008.

Cod FC-MMKIT

Mini Mold is an useful and easy-to-use product, ideal to create composite attachments of different shape, directly on the tooth. Mini Mold is made of several capsules of different shapes, one holder for the direct application and a step-by-step Instructions sheet. The use of our FC-BOND-008 adhesive is recommended.



CONFEZIONI ~ PACKAGING

CAPSULE MINI MOLD

10 capsule + 1 manico + istruzioni dettagliate

MINI MOLD KIT

27 capsule, 3 per tipologia + 1 manico + istruzioni dettagliate

MINI MOLD CAPSULE

10 capsules + 1 handle + detailed instructions

MINI MOLD KIT

27 capsules, 3 of each style + 1 handle + detailed instructions

FORME DISPONIBILI ~ SHAPES AVAILABLE

CUNEO

Per la creazione di rilievi che evita no la suzione del pollice o la spinta della lingua.

HABIT-CONTROL

To create relief that ends thumb sucking or tongue thrusting.



cod FC-MM04

CUNEO DI RIALZO

Bite linguale per gli incisivi superiori, per il rialzo del morso. Disponibile nella misura piccola (3mm) e grande (5mm).

BITE-RAMP

To create a bite opening ramp on the lingual of the up anterior teeth. Available in small (3mm) or large size (5mm).



large: cod FC-MM01L
small: cod FC-MM01S

CUNEO POSTERIORE

Per l'apertura del morso dai settori posteriori.

POSTERIOR MOLAR PAD

Designed to open the bite from the posterior teeth.



cod FC-MM07

BOTTONE

Per creare facilmente e rapidamente bottoni.

BUTTON

To create easily and quickly low profile buttons.



cod FC-MM03

RETAINER

Ancoraggio di archi o fili per la creazione di retainer linguali. Disponibile nella misura piccola e grande.

WIRE BONDER

Arch and wire anchorage to make lingual retainers. Available in small or large size.



large: cod FC-MM02L
small: cod FC-MM02S

BRACKET

Per la creazione di mini attacchi per semplici movimenti dentali.

BRACKET

To make small edgewise brackets for simple teeth movements.



cod FC-MM05

TUBO

Per la creazione di tubi temporanei.

TUBE

To create temporary tubes.



cod FC-MM06

SEMPLICE TECNICA IN 2 FASI ~ SIMPLE TECHNIQUE IN TWO STEPS

FASE UNO ~ Scegliere la capsula Mini- Mold dalla forma desiderata tra le 9 disponibili e riempirla di composito fotopolimerizzabile.

STEP ONE ~ Choose the capsule between the 9 availables and fill it with the light cure composite.



FASE DUE ~ Posizionare la capsula sul dente e fotopolimerizzare per almeno 15-20 secondi. Rimuovere la capsula e continuare la polimerizzazione per altri 20 sec.

STEP TWO ~ Position the capsule on the tooth and polymerize for 15-20 seconds. Take off the capsule and go on with the polymerization for 20 seconds more.

MINI MOLD





BLUE-BAND ADESIVO PER BANDE - *LIGHT CURE BAND CEMENT*

Il cemento predosato Ultra-Band ha elevate proprietà elastiche e non ha bisogno di essere premiscelato. Consente un esatto dosaggio della quantità necessaria e può essere applicato direttamente sulla banda. La facilità di attivazione del materiale permette di accorciare i tempi di bandaggio. La quantità di cemento in eccesso è di facile rimozione. La formula di base di questo cemento conferisce una maggiore adesione rispetto ai convenzionali vetro ionomerici e fosfati di zinco. Il cemento predosato rilascia fluoro riducendo la possibilità di decalcificazione. Di colore blu per una facile rimozione delle parti in eccesso.

Tempo di attivazione 20 secondi.

The Ultra Band Cement offers optimum elastic properties without the need of being premixed. It allows an exact dose that can be applied directly on the band. The easy activation of the material reduces the working time. Excess flash can be easily cleaned-up. The composition of the product provides a better strength compared to conventional powder/liquid glass ionomer and zinc phosphate. Its fluoride releasing reduce the chance of decalcification. The blue color make easy to remove the cement excess.

Setting working time 20 second.



- > 6x5g Siringhe
- > Siringa 5g

- FC-BOND-038
- FC-BOND-050

- > 6 x 5 g syringes
- > Syringe 5g

- FC-BOND-038
- FC-BOND-050

BOND-008 - COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE ~ LIGHT CURE ORTHODONTIC ADHESIVE KIT

FC-BOND-008

**KIT**

- › 4x5 g siringhe
- › 2x3 ml di resina
- › mordenzante da 7 ml
- › vaschetta e pennelli per miscelazione

RICAMBI

- | | | |
|---------------|--------|-------------|
| › Siringa | 5g | FC-BOND-017 |
| › Resina | 2x3 ml | FC-BOND-019 |
| › Mordenzante | 7 ml | FC-BOND-030 |

Tempi indicativi di polimerizzazione sono 20 secondi utilizzando una lampada a led.

KIT

- › 4 x 5 g syringes
- › 2x3 ml of resin
- › 7ml of etchant bottle
- › tray and brushes

REFILLS

- | | | |
|-----------|--------|-------------|
| › Syringe | 5g | FC-BOND-017 |
| › Resin | 2x3 ml | FC-BOND-019 |
| › Etchant | 7 ml | FC-BOND-030 |

Polymerization: 20 seconds working time using a led lamp. 20 second working time with a led lamp.

ADHESIVES

**BOND-014 - COMPOSITO AUTOPOLIMERIZZABILE ~ SELF CURE ORTHODONTIC ADHESIVE KIT**

FC-BOND-014

**KIT**

- › 4x5 g siringhe
- › 12 ml di primer
- › mordenzante da 7 ml
- › vaschetta e pennelli per miscelazione

RICAMBI

- | | | |
|---------------|-------|-------------|
| › Siringa | 5g | FC-BOND-024 |
| › Primer | 12 ml | FC-BOND-027 |
| › Mordenzante | 7 ml | FC-BOND-030 |

KIT

- › 4 x 5 g syringes
- › 12 ml primer
- › 7ml of etchant bottle
- › tray and brushes

REFILLS

- | | | |
|-----------|-------|-------------|
| › Syringe | 5g | FC-BOND-024 |
| › Primer | 12 ml | FC-BOND-027 |
| › Etchant | 7 ml | FC-BOND-030 |